

THERMOSLIM RF

RADIOFREQUENZA CAPACITIVA E RESISTIVA

elite



COME AGISCE RF MONO:

- ✓ Stimolazione della circolazione locale del sangue.
- ✓ Riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso.
- ✓ Riassorbimento edema locale.
- ✓ Eliminazione depositi grassi.
- ✓ Riduzione della cellulite.
- ✓ Tonificazione.

COME REAGISCE IL TESSUTO:

- ✓ Aumento del turgore cutaneo
- ✓ Effetto lifting
- ✓ Azione push-up
- ✓ Riduzione della profondità delle rughe
- ✓ Riduzione degli inestetismi della cellulite
- ✓ Ossigenazione
- ✓ Rimodellamento
- ✓ Vasodilatazione con stimolazione sanguigna e linfatica

CARATTERISTICHE

RF900 MONO è una radiofrequenza capacitiva. L'emissione delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza all'interno del tessuto genera un calore endogeno con conseguente produzione di collagene (neocollagenesi). **RF900 MONO** utilizza il trasferimento energetico di tipo capacitivo per generare un riscaldamento dall'interno del corpo (fonte endogena); il principio fisico è la polarizzazione delle molecole, le quali si comportano come dei poli elettrici e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra le due placche. La variazione del campo elettrico alla frequenza di 450 khz, comporta turbolenza e sfregamento delle molecole polarizzate del tessuto, determinando un riscaldamento per attrito.

RF900 MULTI è una radiofrequenza resistiva. L'emissione delle onde elettromagnetiche ad alta frequenza all'interno del tessuto genera un calore endogeno con conseguente produzione di collagene (neocollagenesi). Utilizza il trasferimento energetico di tipo resistivo per generare un riscaldamento dall'interno del corpo (fonte endogena); il principio fisico è la polarizzazione delle molecole, le quali si comportano come dei poli elettrici e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra gli elettrodi multipolari (tri-quadri-esapolare). La variazione del campo elettrico alla frequenza di 450 kHz, comporta turbolenza e sfregamento delle molecole polarizzate del tessuto, determinando un riscaldamento per attrito. Questo ci permette di ripristinare le fibre di collagene ed elastina, riflettendo sulla cute un effetto tensore con l'aumento di turgore, denominato

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V +/-10%	DISPLAY	Touch screen
FREQUENZA DI RETE IN HZ	100-110V/220-240V	PESO	5Kg
POTENZA	120W		

PROPOSTA COMMERCIALE

PREZZO DA LISTINO: €4.500+iva

(acquisto con possibilità di finanziamento 60 mesi a €155)

NOLEGGIO OPERATIVO (RATA MENSILE):

▲ 12 mesi €322,08*

▲ 24 mesi €256,33*

▲ 36 mesi €181,19*

▲ 48 mesi €144,00*

▲ 60 mesi €122,00*

BENEFIT:

▲ FORMAZIONE TECNICA CON ATTESTATO

▲ MATERIALE MARKETING

*Il prezzo include:

- IVA
- Assicurazione All Risk
- Assicurazione RC
- Formazione e Installazione

*PRODOTTI COSMETICI ESCLUSI

Con **ELITE SKIN** abbiamo studiato dei prodotti specifici da utilizzare in **sinergia** con l'apparecchiatura per ottenere i **migliori risultati**.



PROTOCOLLO:

- CREMA INTENSIVA RF VISO E CORPO