



**PROTOCOLLO DREN CON APPARECCHIATURE
PER RITENSIONE IDRICA**

SEQUENZA	PRODOTTO	APPARECCHIATURA	OPRATIVITA'	ML	Prezzo	pz	tot COSTO
Detersione	Peelin Corpo	No	Applicare il peeling con un pennello o distribuendolo con le mani sulla zona da trattare (utilizzare i guanti nomouso). Lasciare in posa 10 minuti senza massaggiare.	500	15,00	2,00	30,00
Detersione	Neutralizzatore	No	Distribuire il prodotto sulla zona trattata. Risciacquare accuratamente.	200	20,00	3,00	60,00
Preparatore	Gel Osmotico	Coperta Termica - Pressoterapia 3in1	Applicare il Gel Osmotico con un pennello o distribuendolo con le mani sulla zona da trattare (utilizzare i guanti nomouso). Lasciare in posa 20 minuti senza massaggiare avvolgendo con un cartene o gambali monouso o utilizzare le apparecchiature idonee.	150	14,00	3,00	42,00
Intensivo	Benda Lipo	Pressoterapia - Pressoterapia 3in1 - Coperta termica - Infrarosso - Infrasonic	Avvolgere le bende intorno alle gambe partendo dalla caviglia fino alla coscia. Lasciare in posa 20 Min nel cartene oppure in abbinamento con le apparecchiature consigliate.	2 pz	10,00	9,00	90,00
Chiusura	Crema Dren	Elettroporatore - Ultrasuono - Infrarosso - Radiofrequenza Multipolare - Infrasonic	Distribuire una adeguata quantità di prodotto e massaggiare fino ad assorbimento, oppure veicolare con un'apparecchiatura consigliata.	500	28,00	1,00	28,00
				150	12,00	3,00	36,00

286,00

TOTALE PROTOCOLLO LIPO PER N. 36 TRATTAMENTI

Consiglio Domiciliare:
Crema DREN
Incidenza da cabina € 6,94