



**PROTOCOLLO LIPO CON APPARECCHIATURE  
PER CELLULITE E CUSCINETTI ADIPOSI**

SEQUENZA	PRODOTTO	APPARECCHIATURA	OPERATIVITA'	ML	Prezzo	q.tà	tot COSTO
Detersione	Peelin Corpo	No	Applicare il peeling con un pennello o distribuendolo con le mani sulla zona da trattare (utilizzare i guanti nomouso). Lasciare in posa 10 minuti senza massaggiare.	200	20,00 €	3,00	60,00
Detersione	Neutralizzatore	No	Distribuire il prodotto sulla zona trattata. Risciacquare accuratamente.	150	14,00 €	3,00	42,00
Preparatore	Siero Cellulite	Elettroporatore - Ultrasuono - Lipolaser - Infrarosso - Dermapen	Distendere un leggero strato sulla parte, massaggiando fino ad assorbimento o veicolarlo con l'idonea apparecchiatura.	100	20,00 €	3,00	60,00
Intensivo	Benda Lipo	Pressoterapia - Pressoterapia 3in1 - Coperta termica - Infrarosso - Infrasonic	Avvolgere le bende intorno alle gambe partendo dalla caviglia fino alla coscia. Lasciare in posa 20 Min nel cartene oppure in abbinamento con un'apparecchiatura consigliata.	2 pz	10,00 €	9,00	90,00
Intensivo	Fango Lipo	Pressoterapia - Pressoterapia 3in1 - Coperta termica - Infrarosso - Infrasonic	Distribuire una adeguata quantità di prodotto e lavorare con una delle apparecchiature consigliata per almeno 15/20 min, oppure mettere in posa per 20 min	1	27,50 €	1,00	27,50
Chiusura	Crema Lipo	Elettroporatore - Ultrasuono - Infrarosso - Radiofrequenza Multipolare - Infrasonic	Distribuire una adeguata quantità di prodotto e massaggiare fino ad assorbimento, oppure veicolare con un'apparecchiatura consigliata.	500	30,00 €	1,00	30,00
				150	15,00 €	3,00	45,00

Consiglio Domiciliare:  
Crema LIPO  
Incidenza da cabina € 8,59

TOTALE PROTOCOLLO LIPO PER N. 36 TRATTAMENTI

**354,50**