

LASER EASYEPIL

EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA

elite



PROPRIETÀ:

- Diodo Laser da 808 nm
- Dimensione degli Spot 12x12 mm
- 3 sistemi di raffreddamento

CARATTERISTICHE

IL DIODO è un componente elettrico formato da 4 barre, ciascuna da 100 Watt.

La fonte di luce rossa emessa dal diodo oltrepassa il vetro zaffiro proiettandolo in uscita.

La combinazione di questi due elementi permette di raggiungere la specifica profondità d'azione per la fototermodisi selettiva.

IL RAFFREDDAMENTO: La parte del manipolo che entra in contatto con la pelle è dotata di una ghiera di raffreddamento molto utile per combattere la temperatura sulla zona da trattare e ottenere un effetto anestetico che contrasta il calore emesso dal laser.

EFFICACIA: Il Laser a Diodo 808 nm rappresenta la nuova frontiera dell'epilazione definitiva affidata alla tecnologia del laser. L'apparecchiatura infatti genera un raggio laser con una particolare lunghezza d'onda (808 nm) in grado di attraversare la cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli all'interno dei bulbi piliferi, con conseguente aumento della temperatura e distruzione definitiva delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi l'effetto di una depilazione permanente tramite il principio della fototermodisi selettiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI LASER	Laser Diodo	DISPLAY	LCD TOUCH 10.4 pollici
LUNGHEZZA D'ONDA	808 nm	PESO	16.55Kg
DENSITA' DI ENERGIA	1- 40 J/cm2	REQUISITI ELETTRICI	2500V
LARGHEZZA DI IMPULSO	10-300ms	SPOT SIZE	12x12
FREQUENZA DEGLI IMPULSI	1-10Hz		
POTENZA	1000W		

PROPOSTA COMMERCIALE

NOLEGGIO 12 MESI: €487*

RINNOVO PER ALTRI 12 MESI: €433*

NOLEGGIO 24 MESI: €401,91*

RINNOVO PER ALTRI 12 MESI: €325,91*

NOLEGGIO 36 MESI: €365,44*

BENEFIT:

- ▲ FORMAZIONE TECNICA CON ATTESTATO
- ▲ MATERIALE MARKETING

*Il prezzo include:

- IVA
- Assicurazione All Risk
- Assicurazione RC
- Formazione e Installazione

*PRODOTTI COSMETICI ESCLUSI

Con **ELITE SKIN** abbiamo studiato dei prodotti specifici da utilizzare in **sinergia** con l'apparecchiatura per ottenere i migliori risultati.



PROTOCOLLO LASER:

- EPILCLEANSING 200ml
- EPILBLOCK 200ml